

## 遺伝子組換え検査 GMO コーン シリーズ

### ELISA 法による遺伝子組換えコーンの定量検査

ELISA 法定量検査用 <GMO> コーンキットシリーズは、代表的な遺伝子組換えコーンを定量検査できます。試料が原料コーン、Toasted Meal などに限定されるものの、感度精度とも PCR 法と同等以上の検査を自施設内で簡単に行うことができます。PCR 法と異なりおおがかりな機器 / 施設や高度技術者を必要としないため、より現実的に利用しうる定量検査方法といえます。遺伝子組換えにより発現する特定のタンパクを、抗原抗体反応を利用して測定します。

これらの製品は、Strategic Diagnostics Inc.社が遺伝子組換え作物のメーカーと提携して開発したもので、ELISA キットとしては、事実上の世界標準キットといえます。

また Bt9 コーンキットは、未承認の遺伝子組換えコーンスターリンク用で、簡単な操作で1時間 30 分以内に 0.0175%の高感度に定量できるため、飼料検査では標準的な方法となっています。

製造: Strategic Diagnostics Inc.社

遺伝子組換えコーン検査 <GMO> シリーズ		
品名 コード 価格・仕様	<GMO> Bt9 コーンキット (1413M) 96 ウェル 90,000 円	StarLink (CBH-351) コーンに発現する Cry9C タンパクを検出するもので、原料コーン、粉、コーンミール中におけるスターリンクコーンの混入率を 0.0075-0.1%の範囲で定量します。
	抗体固着マイクロプレート(96 ウェル=12 連×8)、酵素複合体液、発色基質液、反応停止液、抽出バッファー濃縮液、プレートシーラー 定量用参照標準(0%、0.0075%、0.025%、0.1% 抽出液 = 混入率スターリンク CBH351 基準)	
キット内容	<GMO> Bt1 コーンキット (1412M) 96 ウェル 90,000 円 Cry1(b)タンパクを検出 (Yield Gard (MON810) などの Bt コーン)	Yield Gard (MON810) コーンなどに発現する Cry1Ab タンパクを検出するもので、原料コーン、粉、コーンミール、グリッツ、グルテン中などにおける Yield Gard の混入率を 0.15-2.0% (MON810 基準)の範囲で定量します。
	抗体固着マイクロプレート(96 ウェル=12 連×8)、酵素複合体液(1 ないし 2)、発色基質液、反応停止液、抽出バッファー濃縮液、プレートシーラー 定量用参照標準(0%、0.15%、0.5%、2.0% コーンフラワー = 混入率 YieldGard MON810 基準)	
目的・用途	原料コーン、粉、コーンミール、グリッツ、グルテンなどにおける遺伝子組換えコーン各種のスクリーニング、定量検査。	
原理と 検出限界	サンドイッチ式 ELISA 法 Bt9 コーンキット: 0.0075% = StarLink (CBH351) Bt1 コーンキット: 0.15% = YieldGard (MON810)	
所要時間 保存条件	Bt9 キット: 前処理: 約 30 分間、キット操作: 約 1.5 時間 Bt1 キット: 前処理: 約 30 分間、キット操作: 約 3.5 時間 2 ~ 8 ℃、暗所冷蔵	




本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アズマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail: sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-10-7 Tel 03-5543-1630 Fax 03-5543-0312

**食品・飼料・環境検査キット <きっとセーフ> シリーズ**

<p><b>前処理</b></p>	<p>キット、バージョンにより異なります。また、予告なく仕様変更される場合があります。ご使用前に、必ずキット取扱説明書でご確認下さい。</p> <p><b>&lt; GMO &gt; Bt9 コーンキットの場合</b></p> <p>試料を破碎、ふるいにかける。 バッファーと混合し、高速振とうによる抽出と静置を繰り返し、遠心分離して上清をとる。</p>
<p><b>操作</b></p>	<p>各ウェルに酵素複合体液と、試料抽出液ないし標準抽出液 100 <math>\mu</math>L を滴下する。 室温で 1 時間インキュベート。ウェル内の液を廃棄後、調製済バッファーで 4 度洗浄。 各ウェルに発色液を 100 <math>\mu</math>L ずつ滴下して振とうする。 室温で 10 分間インキュベート。 各ウェルに反応停止液を 100 <math>\mu</math>L ずつ滴下して振とうする。 吸光度 (450nm 波長) を測定する。 標準の吸光度から検量線を取り、試料の濃度を換算定量します。</p>
<p><b>前処理</b></p>	<p><b>&lt; GMO &gt; Bt1 コーンキットの場合</b></p> <p>試料を破碎、ふるい (40US メッシュ) にかける。 バッファーと混合、高速振とう抽出し、遠心分離後、上清をとる。 (グルテン試料の場合はさらに希釈)</p>
<p><b>操作</b></p>	<p>各ウェルに試料抽出液ないし標準抽出液 100 <math>\mu</math>L を滴下する。 室温で 1 時間インキュベート。ウェル内の液を廃棄後、調製済バッファーで 4 度洗浄。 各ウェルに酵素複合体液 1 を 100 <math>\mu</math>L ずつ滴下して振とうする。 室温で 1 時間インキュベート。ウェル内の液を廃棄後、調製済バッファーで 4 度洗浄。 各ウェルに酵素複合体液 2 を 100 <math>\mu</math>L ずつ滴下して振とうする。 室温で 45 分間インキュベート。ウェル内の液を廃棄後、調製済バッファーで 4 度洗浄。 各ウェルに発色液を 100 <math>\mu</math>L ずつ滴下して振とうする。 室温で 20 分間インキュベート。 各ウェルに反応停止液を 100 <math>\mu</math>L ずつ滴下して振とうする。 吸光度 (450nm 波長) を測定する。 標準の吸光度から検量線を取り、試料の濃度を換算定量します。</p>
<p><b>その他必要 機器 試薬</b></p>	<p><b>&lt; GMO &gt; 大豆キット向け高速破碎器 (推奨)</b> BLIXER 3B-GMS (14R7M) 390,000 円 同予備波刃 (14R8M) 23,000 円 同予備容器 (14R9M) 62,000 円 同予備フタ (14R9MF) 19,000 円 ハンドルスクレーパー (オプション) (14R9MHS) 30,000 円</p> <p>はかり、ふるい、高速振とう器、ミニ試験管、 マイクロピペット、マイクロプレートリーダー (450nm)</p> <div data-bbox="1093 1400 1449 1872">  </div>

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

**アツマックス株式会社** <http://www.azmax.co.jp/> E-mail: sales@azmax.co.jp  
**東京営業所** 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-10-7 Tel 03-5543-1630 Fax 03-5543-0312